


COLÁGENOS DE ALTA GAMA
RESORBA[®] PARA
**CIRUGÍA BUCAL
COMÚN**

PARASORB[®] Cone

PARASORB[®] Cone Genta



FACILITA
LA FORMACIÓN
DE NUEVO TEJIDO

Tratamiento de un alvéolo post extracción sin defecto óseo, CON signos de infección (Cone Genta) o SIN signos de infección (Cone).

Agente hemostático después de extracciones dentales y otras cirugías orales.



REPARA Y REGENERA

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
MATRIZ DE ALTA DENSIDAD (22,4 mg de fibras de colágeno)	Actúa como un andamio y estabiliza el coágulo Favorece el crecimiento de tejidos Preserva la cresta alveolar Reabsorbible en 3-4 meses
HEMOSTÁTICO	Absorbe grandes cantidades de líquido Estabiliza el coágulo Reduce el riesgo de hemorragias secundarias
FORMA CÓNICA MANIPUBLABLE	Se ajusta perfectamente al alvéolo Se puede cortar y adaptar a las raíces Menos tiempo en gabinete
CON ANTIBIÓTICO (Cone Genta)	Actuación local no sistémica (protege al cono de la infección) Para "pacientes de riesgo" (diabéticos, multimórbidos, inmunocomprometidos, etc)

INDICACIONES


PARASORB® Cone

- Tratamiento alvéolo post extracción sin defecto óseo y sin signos de infección
- Agente hemostático después de extracciones dentales y otras cirugías orales

PARASORB® Cone Genta

- Tratamiento alvéolo post extracción sin defecto óseo pero con signos evidentes de infección
- Prevención en caso de "pacientes de riesgo" (diabéticos, pacientes multimórbidos o inmunocomprometidos, etc.)
- Extracción de dientes impactados en la zona de los molares

PRESENTACIONES



Referencia	Descripción	Tamaño	Unidades
DK1010	PARASORB® Cone	Ø 12 mm H 16 mm	10 conos
MK10	PARASORB® Cone Genta	Ø 12 mm H 16 mm	10 conos

Para más información:

